

ABE® Last krepp

Unsere hochelastische Fixierbinde mit gekreppter Struktur /
Our highly elastic fixation bandage with a crepe structure



Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Packung / packaging	PZN
1749	Ca. 4 m x 4 cm	40 Stück pro Packung; 12 Packung pro Karton / 40 pcs per package; 12 packages per carton	14439863
1750	Ca. 4 m x 6 cm	20 Stück pro Packung; 16 Packung pro Karton / 20 pcs per package; 16 packages per carton	07198324
1751	Ca. 4 m x 8 cm	20 Stück pro Packung; 12 Packung pro Karton / 20 pcs per package; 12 packages per carton	07198330
1752	Ca. 4 m x 10 cm	20 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 20 pcs per package; 10 packages per carton	07198347
1753	Ca. 4 m x 12 cm	20 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton / 20 pcs per package; 8 packages per carton	07198353

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Zur Fixierung von Wundauflagen, zur Befestigung von Stützschienen und als leichter Stütz- und Kompressionsverband, unsteril, für den Einmalgebrauch / For the fixation of wound dressings, for the fixation of support splints and as a light support and compression bandage, non-sterile, for single use
Inhaltsstoffe / Ingredients	70 % Viskose, 30 % Polyamid / 70 % viscose, 30 % polyamide
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie /
Category Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /
Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745

MD

Code nach UMDNS /
UMDNS Code 10-279 Verbandmaterial, elastisch /
10-279 Elastic Bandages

Qualitätszertifikat /
Quality Certificates EN ISO 13485:2016

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.