

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision
2021-04

ABE® Netzschauchverband

Zur Fixierung von Bindenenden/
For fixation of bandage ends



Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Anwendung / Application	Packung / packaging	PZN
5164	3: Ca. 25 m x 2,2 cm	Unterarm / forearm	1 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 1 pc per package; 10 packages per carton	03065804
5166	4: Ca. 25 m x 2,5 cm	Oberarm / upper arm	1 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton / 1 pc per package; 8 packages per carton	03065810
5170	5: Ca. 25 m x 4 cm	Bein / leg	1 Stück pro Packung; 5 Packung pro Karton / 1 pc per package; 5 packages per carton	03065827
5172	6: Ca. 25 m x 5,5 cm	Kopf / head	1 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 1 pc per package; 4 packages per carton	03065833
5176	7: Ca. 25 m x 6,2 cm	Rumpf / torso	1 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 1 pc per package; 4 packages per carton	03065856
5180	8: Ca. 25 m x 8 cm	Rumpf XXL / torso XXL	1 Stück pro Packung; 3 Packung pro Karton / 1 pc per package; 3 packages per carton	03065862

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Zur Fixierung von Verbänden und von Polstermaterial an druckgefährdeten Stellen, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / For fixation of dressings and padding material at pressure sensitive areas, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	46 % Polyester, 33 % Polyamid, 21 % Elastan / 46 % polyester, 33 % polyamide, 21 % elastane
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie /
Category Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /
Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745



Code nach UMDNS /
UMDNS Code 10-291 Verbandsmaterial tubulär /
10-291 Tubular Bandages

Qualitätszertifikat /
Quality Certificates EN ISO 13485:2016

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.