

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision
2021-06

ABE® fix haft c

Unsere kohesive Fixierbinde /
Our cohesive fixation bandage



Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Packung / packaging	PZN
MEP1396	Ca. 4,5 m x 5 cm	1 Stück pro Packung; 240 Packung pro Karton / 1 pc per package; 240 packages per carton	-
MEP1397	Ca. 4,5 m x 7,5 cm	1 Stück pro Packung; 192 Packung pro Karton / 1 pc per package; 192 packages per carton	-
MEP1398	Ca. 4,5 m x 10 cm	1 Stück pro Packung; 144 Packung pro Karton / 1 pc per package; 144 packages per carton	-

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Für Verbände, zur Ruhigstellung der verletzten Körperteile und Gliedmaßen, zur Fixierung von Wundauflagen, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / For dressings for immobilization of injured body parts and limbs, for fixation of wound dressings, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	52 % Polypropylen, 41 % latexhaltiger Kleber, 7 % Elasthan/ 52 % polypropylene, 41 % latex containing glue, 7 % spandex
Haltbarkeit / Shelf life	3 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 3 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745	
Code nach UMDNS / UMDNS Code	10-279 Verbandmaterial, elastisch / 10-279 Elastic Bandages	
Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016	
Warnungen / Cautions	Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann / This product contains natural rubber latex, which may cause allergic as well as anaphylactic reactions	

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.