

ABE® last haft

Unsere elastische und kohäsive Fixierbinde /
Our elastic and adhesive fixing bandage



Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Packung / packaging	PZN
1289	Ca. 4 m x 4 cm	1 Stück pro Packung; 30 Packung pro Karton / 1 pc per package; 30 packages per carton	04019746
1391	Ca. 4 m x 6 cm	1 Stück pro Packung; 36 Packung pro Karton / 1 pc per package; 36 packages per carton	07198436
1392	Ca. 4 m x 8 cm	1 Stück pro Packung; 36 Packung pro Karton / 1 pc per package; 36 packages per carton	07198442
1393	Ca. 4 m x 10 cm	1 Stück pro Packung; 36 Packung pro Karton / 1 pc per package; 36 packages per carton	07198459
1394	Ca. 4 m x 12 cm	1 Stück pro Packung; 36 Packung pro Karton / 1 pc per package; 36 packages per carton	07198465
1288	Ca. 20 m x 4 cm	1 Stück pro Packung; 22 Packung pro Karton / 1 pc per package; 22 packages per carton	02435498
1383	Ca. 20 m x 6 cm	1 Stück pro Packung; 16 Packung pro Karton / 1 pc per package; 16 packages per carton	04853308
1384	Ca. 20 m x 8 cm	1 Stück pro Packung; 12 Packung pro Karton / 1 pc per package; 12 packages per carton	04853314
1385	Ca. 20 m x 10 cm	1 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 1 pc per package; 10 packages per carton	04853320
1386	Ca. 20 m x 12 cm	1 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 1 pc per package; 10 packages per carton	04853337

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Zur Fixierung von Wundauflagen, zur Befestigung von Stützschiene und als leichter Stütz- und Kompressionsverband, zur Ruhigstellung der verletzten Körperteile und Gliedmaßen, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / For the fixation of wound dressings, of support splints and as a light support and compression bandage, for the immobilization of injured body parts and limbs, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	30 % Polyamid, 70 % Polyester, Naturlatexkleber / 30 % polyamide, 70 % polyester, natural latex glue
Haltbarkeit / Shelf life	3 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 3 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / **Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /**
 Category **Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745**



Code nach UMDNS / **10-279 Verbandmaterial, elastisch /**
 UMDNS Code **10-279 Elastic Bandages**

Qualitätszertifikat / **EN ISO 13485:2016**
 Quality Certificates

Warnungen / **Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen**
 Cautions **einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann /**
This product contains natural rubber latex, which may cause
allergic as well as anaphylactic reactions

