

# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision  
2021-04

## ABE® silk

Unser Rollenpflaster aus Kunstseide /  
Our synthetic silk roll plaster



### Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Variante / variation	Packung / packaging	PZN
9531	Ca. 5 m x 2,5 cm	Mit Schutzring / With protective ring	24 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 24 pcs. per package; 10 packages per carton	11732887
9535	Ca. 5 m x 1,25 cm	Ohne Schutzring / Without protective ring	36 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 36 pcs. per package; 10 packages per carton	11734544
9536	Ca. 5 m x 2,5 cm	Ohne Schutzring / Without protective ring	24 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 24 pcs. per package; 10 packages per carton	11745536
9540	Ca. 9,14 m x 1,25 cm	Ohne Schutzring / Without protective ring	36 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 36 pcs. per package; 10 packages per carton	03916834
9541	Ca. 9,14 m x 2,5 cm	Ohne Schutzring / Without protective ring	24 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 24 pcs. per package; 10 packages per carton	03916840

### Allgemeine Information / General information

**Produkt Beschreibung /  
Product description** zur Fixierung von Wundauflagen, Verbänden, Drainagen, Kathetern und Kanülen, unsteril,  
nur für den Einmalgebrauch /  
for the fixation of wound dressings, bandages, drains, catheters and cannulas, non-steril,  
for single use only

**Inhaltsstoffe /  
Ingredients** weißes Zelluloseacetat mit hypoallergenem Polyacrylatkleber /  
white cellulose acetate with hypo-allergenic polyacrylate adhesive

**Haltbarkeit /  
Shelf life** 3 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /  
3 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

---

**Regulatorische Information / regulatory information**

---

Kategorie /  
Category Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /  
Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745

**MD**

Code nach UMDNS /  
UMDNS Code 10-031 Klebebänder, selbstklebend, hypoallergen /  
10-031 Tapes, Adhesive, Hypoallergenic

Normen /  
Standards EN 14079:2003

Qualitätszertifikat /  
Quality Certificates EN ISO 13485:2016

---

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).