

BeeSana® Augenkomresse / BeeSana® Eye dressing pad

Unsere Augenkomresse mit Polsterwirkung/
Our eye dressing pad with cushion effect



Physikalische Eigenschaften / Physical properties

REF	Größe / Size	Ausführung / Variation	Verpackung / Packing	PZN
4195	Ca. / Approx. 5,6 cm x 7,2 cm	Unsteril / Non-sterile	Packung / Package: 50 St. / pcs. Karton / Carton: 10 Pckg.	02214099
4155	Ca. / Approx. 5,6 cm x 7,2 cm	Unsteril / Non-sterile	Packung / Package: 500 St. / pcs. Karton / Carton: 1 Pckg.	12348872
4194	Ca. / Approx. 7 cm x 8,5 cm	Unsteril / Non-sterile	Packung / Package: 50 St. / pcs. Karton / Carton: 10 Pckg.	02435297
4196	Ca. / Approx. 5 cm x 7 cm	Steril, einzeln verpackt / Sterile, packed individually	Packung / Package: 25 St. / pcs. Karton / Carton: 9 Pckg.	02214107
4156	Ca. / Approx. 7 cm x 8,5 cm	Steril, einzeln verpackt / Sterile, packed individually	Packung / Package: 25 St. / pcs. Karton / Carton: 6 Pckg.	02214136

Allgemeine Informationen / General information

Materialzusammensetzung / Material composition

Baumwolle, Polyester, Viskose, Vlies /
Cotton, Polyester, Viscose, Nonwoven

Sterilisierung / Sterilization

- Dampf bis 134°C / Steam up to 134°C
- Gamma
- EO

Haltbarkeit / Shelf life

3 Jahre vor der Dampfsterilisierung bei produktgerechter Lagerung (kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und Nässe schützen, Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C vermeiden).

3 years before steam sterilization (store in a cool and dry place, protect against sunrays and humidity, avoid temperatures below 5 °C and exceeding 35 °C).

Qualitätszertifikate / Quality certificates

EN ISO 13485:2016

93/42/EWG / EEC:

Steril: Medizinprodukt der Klasse Is

Unsteril: Medizinprodukt der Klasse I /

Sterile: Medical product of class Is

Non-sterile: Medical product of class I

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.