

BeeSana® Herrenvorlage / Male incontinence pad

Diskrete und anatomisch geformte
Vorlage für Männer /
Discreet and anatomically formed pad for
men



Produktangaben/ Product information

REF	Gesamtmaße / Overall dimensions (cm)	Flüssigkeitsaufnahme / Absorbency (ISO 11-948)	Gewicht / Weight	Verpackung / Packing
2020	Ca./ approx. 8,5 x 40	Ca./ approx. 800ml	Ca./ approx. 43g	Packung / Package: 21 St. / pcs. Karton / Carton: 7 Pckg.

Allgemeine Informationen / General information

Materialzusammensetzung / Material composition

Saugkörper / Absorbent core:
100 % chlorfrei gebleichter Zellstoff mit Superabsorber. /
100 % chlorine-free bleached cellulose with super absorber.

Vliesumhüllung / Non-woven material cover:
Polypropylen / Polypropylene

Schutzfolie / Protection film:
Polyethylen / Polyethylene

Frei von: Latex, DHEP und PVC /
Free from: Latex, DHEP and PVC

Allgemeine Hinweise / General Information

- Für leichte bis mittlere Blasenschwäche /
For light to medium bladder weakness
- Nicht in der Toilette entsorgen! /
Do not throw in the toilet!
- Ergonomischer Zuschnitt für die männliche Anatomie für
sicheren Schutz bei höchsten Tragekomfort /
Ergonomic cut for the male anatomy for secure protection
with maximum wearer comfort
- Mit Haftstreifen einfach in der Unterwäsche zu fixieren /
With adhesive strips for easy fixing to underwear
- Unauffällig zu tragen / Not noticeable when worn
- Vor Hitze, Sonneneinstrahlung und Nässe schützen /
Protect from heat, sun rays and humidity

Qualitätszertifikate / Quality certificates:

EN ISO 13485
93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I /
Medical product of class I

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.