

## BeeSana® Mullkompresse RK /

unsterile Mullkompresse mit Röntgenkontrastfasen /  
non-sterile gauze compress with x-ray contrast thread



### Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Eigenschaften / Characteristics	Verpackung / Packaging	PZN
1013	Ca. 10 cm x 10 cm	8-fach / 8 ply	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	12348599
1037	Ca. 10 cm x 20 cm	8-fach / 8 ply	100 Stück pro Packung; 5 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 5 packages per carton	12348719
1003	Ca. 5 cm x 5 cm	12-fach / 12 ply	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	12348582
1009	Ca. 7,5 cm x 7,5 cm	12-fach / 12 ply	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	06613703
1015	Ca. 10 cm x 10 cm	12-fach / 12 ply	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	06613726
1039	Ca. 10 cm x 13 cm	12-fach / 12 ply	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	12348731
1024	Ca. 10 cm x 20 cm	12-fach / 12 ply	100 Stück pro Packung; 5 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 5 packages per carton	06613732
2715	Ca. 10 cm x 10 cm	12-fach / 12 ply	200 x 10 Stück pro Packung; 1 Box pro Karton / 200 x 10 pcs per package.; 1 box per carton	-
2724	Ca. 10 cm x 20 cm	12-fach / 12 ply	100 x 10 Stück pro Packung; 1 Box pro Karton / 100 x 10 pcs per package.; 1 box per carton	-
1005	Ca. 5 cm x 5 cm	16-fach / 16 ply	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	06613749
1011	Ca. 7,5 cm x 7,5 cm	16-fach / 16 ply	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	05513755
1017	Ca. 10 cm x 10 cm	16-fach / 16 ply	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	06613761
1054	Ca. 10 cm x 13 cm	16-fach / 16 ply	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	12348655
1034	Ca. 10 cm x 20 cm	16-fach / 16 ply	200 x 10 Stück pro Packung; 1 Box pro Karton / 200 x 10 pcs per package.; 1 box per carton	12348702
2717	Ca. 10 cm x 10 cm	16-fach / 16 ply	60 x 10 Stück pro Packung; 1 Box pro Karton / 60 x 10 pcs per package.; 1 box per carton	-

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

2727	Ca. 20 cm x 20 cm	16-fach / 16 ply		-
1090	Ca. 10 cm x 20 cm	24-fach / 24 ply	50 Stück pro Packung; 5 Packung pro Karton / 50 pcs per package.; 5 packages per carton	12348642
1019	Ca. 10 cm x 10 cm	32-fach / 32 ply	50 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 50 pcs per package.; 10 packages per carton	12348607
1021	Ca. 10 cm x 10 cm	32-fach / 32 ply	50 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 50 pcs per package.; 10 packages per carton	12348748

## Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung / Product description	Wundauflage, um im Körperinneren oder bei einem chirurgischen Einschnitt Blutungen zu stillen oder Flüssigkeit zu absorbieren, unsteril, muss für die invasive Anwendung vorher sterilisiert werden, nur für den Einmalgebrauch / Wound dressing to stop bleeding or absorb fluid inside the body or during a surgical incision, non-sterile, must be sterilised prior invasive use, for single use only.
Inhaltsstoffe / Ingredients	60 % Bariumsulfat, 32 % Polypropylen, 4 % Polyesterfaser, 2 % Farbmischung, 1 % sonstige Zusatzstoffe / 60 % barium sulphate, 32 % polypropylene, 4 % polyester fiber, 2 % colour master batch, 1 % other additives
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

## Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG / Medical Device class IIa according to Directive 93/42/EEC
Normen / Standards	ISO 14079, EN ISO 10993, EN ISO 11607, EN ISO 11737, EN 14644-1, EN 14644-2, EN ISO11135, EN ISO11137, EN ISO11138, EN ISO 15223-1, EN 1041,

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

## BeeSana® Mullkompresse RK /

Doppelt sterile Mullkompresse mit Röntgenkontrastfasern /  
Double sterile gauze compress with x-ray contrast thread



### Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Eigenschaften / Characteristics	Verpackung / Packaging	PZN
1149	Ca. 10 cm x 10 cm	12-fach / 12 ply	25 x 5 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton / 25 x 5 pcs per package.; 8 packages per carton	12348754
1150	Ca. 10 cm x 20 cm	12-fach / 12 ply	30 x 5 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 30 x 5 pcs per package.; 4 packages per carton	12348760
4392	Ca. 5 cm x 5 cm	12-fach / 12 ply	30 x 10 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton / 30 x 10 pcs per package.; 8 packages per carton	12348932
1174	Ca. 7,5 cm x 7,5 cm	12-fach / 12 ply	40 x 10 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 40 x 10 pcs per package.; 4 packages per carton	12348843
1049	Ca. 10 cm x 10 cm	12-fach / 12 ply	30 x 10 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 30 x 10 pcs per package.; 4 packages per carton	11703472
1168	Ca. 10 cm x 20 cm	12-fach / 12 ply	15 x 10 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 15 x 10 pcs per package.; 4 packages per carton	12348777
1176	Ca. 7,5 cm x 7,5 cm	12-fach / 12 ply	20 x 20 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 20 x 20 pcs per package.; 4 packages per carton	12348866
4314	Ca. 10 cm x 10 cm	12-fach / 12 ply	15 x 20 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 15 x 20 pcs per package.; 4 packages per carton	12348820
1041	Ca. 10 cm x 20 cm	12-fach / 12 ply	20 x 20 Stück pro Packung; 2 Packung pro Karton / 20 x 20 pcs per package.; 2 packages per carton	12348659
4368	Ca. 5 cm x 5 cm	16-fach / 16 ply	30 x 10 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 30 x 10 pcs per package.; 4 packages per carton	12348990
1071	Ca. 7,5 cm x 7,5 cm	16-fach / 16 ply	30 x 10 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 30 x 10 pcs per package.; 4 packages per carton	12348613
1072	Ca. 10 cm x 10 cm	16-fach / 16 ply	25 x 10 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 25 x 10 pcs per package.; 4 packages per carton	12348636
1142	Ca. 10 cm x 20 cm	16-fach / 16 ply	15 x 10 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 15 x 10 pcs per package.; 4 packages per carton	12348808
4351	Ca. 10 cm x 10 cm	16-fach / 16 ply	12 x 20 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 12 x 20 pcs per package.; 4 packages per carton	12348984
4318	Ca. 10 cm x 10 cm	32-fach / 32 ply	15 x 10 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 15 x 10 pcs per package.; 4 packages per carton	12348837

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

---

## Allgemeine Information / General information

---

Produkt Beschreibung / Product description	Invasive Wundauflage, um im Körperinneren oder bei einem chirurgischen Einschnitt Blutungen zu stillen oder Flüssigkeit zu absorbieren, doppelt steril, nur für den Einmalgebrauch / Invasive dressing to stop bleeding or absorb fluid inside the body or during a surgical incision, double sterile, for single use only.
Inhaltsstoffe / Ingredients	60 % Bariumsulfat, 32 % Polypropylen, 4 % Polyesterfaser, 2 % Farbmischung, 1 % sonstige Zusatzstoffe / 60 % barium sulphate, 32 % polypropylene, 4 % polyester fiber, 2 % colour master batch, 1 % other additives
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

---

## Regulatorische Information / regulatory information

---

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG / Medical Device class IIa according to Directive 93/42/EEC
Normen / Standards	ISO 14079, EN ISO 10993, EN ISO 11607, EN ISO 11737, EN 14644-1, EN 14644-2, EN ISO11135, EN ISO11137, EN ISO11138, EN ISO 15223-1, EN 1041,

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

## BeeSana® Mullschlitzkomresse

Unsere Klassische mit Y-Schnitt /  
Our classic with Y-cut



### Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Eigenschaften / Characteristics	Verpackung / Packaging	PZN
4291	Ca. 7,5 cm x 7,5 cm	8 fach, 17 fädig / 8 ply, 17 ply	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	12491084
4192	Ca. 5 cm x 5 cm	12 fach, 17 fädig / 12 ply, 17 ply	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	12491090
4122	Ca. 7,5 cm x 7,5 cm	12 fach, 17 fädig / 12 ply, 17 ply	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	12491109
4160	Ca. 10 cm x 10 cm	12 fach, 17 fädig / 12 ply, 17 ply	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	12491115
4159	Ca. 5 cm x 5 cm	16 fach, 17 fädig / 16 ply, 17 ply	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	12491121

### Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Nicht-invasive Wundauflage, zur Wundversorgung von Drainagen, Kanülen, Tracheotomien und Verlängerungen, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / Non-invasive wound dressing, for wound care of drains, cannulas, tracheotomies and extensions, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	100 % Baumwolle / 100 % cotton nicht absichtlich mit Naturkautschuklatex, PVC und DEHP hergestellt / not intentionally made with natural rubber latex, PVC and DEHP
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

---

**Regulatorische Information / regulatory information**

---

Kategorie /  
Category Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /  
Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745



Code nach UMDNS /  
UMDNS Code 10966 Mull Kompresse /  
10966 gauze compresses

Normen /  
Standards EN 14079:2003

Qualitätszertifikat /  
Quality Certificates EN ISO 13485:2016

---

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).