

BeeSana® Mulltupfer

Unser saugstarker Mulltupfer /
Our absorbent gauze swab



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Eigenschaften / Characteristics	Verpackung / Packaging	PZN
1102	Ca. 10 cm x 10 cm	Rund, haselnussgroß / round, hazelnut size	500 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton / 500 pcs. per package; 8 packages per carton	01364017
4460	Ca. 15 cm x 16 cm	Rund, wallnussgroß/ Round, walnut sized	500 Stück pro Packung; 2 Packung pro Karton / 500 pcs. per package; 2 packages per carton	00822216
4461	Ca. 20 cm x 20 cm	Rund, Pflaumengroß / Round, plum size	250 Stück pro Packung; 16 Packung pro Karton / 250 pcs. per package; 16 packages per carton	00822239
1106	Ca. 20 cm x 20 cm	Hütchen, pflaumengroß / Hat, plum size	250 Stück pro Packung; 16 Packung pro Karton / 250 pcs. per package; 16 packages per carton	00822222
4462	Ca. 25 cm x 26 cm	Rund, eigroß / Round, egg size	250 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 250 pcs. per package; 10 packages per carton	00822251
1109	Ca. 25 cm x 26 cm	Hütchen, eigroß / Hat, egg size	250 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 250 pcs. per package; 10 packages per carton	00822245
1348	Ca. 30 cm x 30 cm	Rund, X-groß / Round, x-size	100 Stück pro Packung; 20 Packung pro Karton / 100 pcs. per package; 20 packages per carton	11862578
1113	Ca. 30 cm x 40 cm	Rund, XX-groß / Round, xx-size	100 Stück pro Packung; 15 Packung pro Karton / 100 pcs. per package; 15 packages per carton	01363940
1116	Ca. 40 cm x 50 cm	Rund, faustgroß / Round, fist size	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs. per package; 10 packages per carton	00822268

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Zur Blut- und Exsudataufnahme, nicht steril, nur für den Einmalgebrauch / For blood and exudate absorption, non steril, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	100 % Baumwolle / 100 % cotton
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie /
Category Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /
Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745



Code nach UMDNS /
UMDNS Code 13700 Gaze Tupfer /
13700 gauze sponge

Normen /
Standards EN 14079:2003

Qualitätszertifikat /
Quality Certificates EN ISO 13485:2016

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.