

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision
2021-09

Gentle Skin® Premium OP

Der puderfreie OP-Handschuh aus Latex /
The powder-free surgical glove made from latex



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)	PZN
902155W	5,5	Min. 290 mm	72 ± 4 mm	05030299
90216W	6	Min. 290 mm	77 ± 4 mm	02244114
902165W	6,5	Min. 290 mm	83 ± 5 mm	02244278
90217W	7	Min. 290 mm	89 ± 5 mm	02244290
902175W	7,5	Min. 290 mm	95 ± 5 mm	02244315
90218W	8	Min. 290 mm	102 ± 6 mm	02244338
902185W	8,5	Min. 290 mm	108 ± 6 mm	02244427
90219W	9	Min. 290 mm	114 ± 6 mm	02244433

Wandstärke / Thickness (mm)	
Handfläche / Palm	0,21 ± 0,02 mm
Finger / Finger	0,24 ± 0,02 mm
Schaft / Cuff	0,18 ± 0,02 mm

Reißkraft / Tensile strength	Lochfreiheit / Freedom from holes
Vor und nach Alterung ≥ 9 N	AQL 0,65


Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung / Product description	OP-Handschuh aus Latex, natur, puderfrei, steril, mikrogeraut an den Fingern, Rollrand, links- und rechtshändig, paarweise verpackt, nur für den Einmalgebrauch / Surgical glove made of latex, natural, powderfree, sterile, micro-roughened on the fingers, beaded cuff, left and right handed, packed in pairs, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Naturkautschuklatex, Schwefel, Zinkoxid, Zinkdiethyldithiocarbamat, Zinkdibutyldithiocarbamat, Titandioxid, phenolisches Antioxidans, Polyacrylpolymer / Natural Rubber Latex, sulphur, zinc oxide, zinc diethyldithiocarbamate, zinc dibutyldithiocarbamate, titanium dioxide, phenolic antioxidant, poly acrylic polymer
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight
Verpackung / Packaging	50 Paar pro Packung; 4 Packungen pro Karton / 50 pairs. per package; 4 packages per carton

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG / Medical Device class IIa according to directive 93/42/EEC	
	Persönliche Schutzausrüstung Klasse III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 / Personal protective equipment class III according to Regulation (EU) 2016/425	
Normen / Standards	EN 455-1 / -2 / -3/ -4 EN 374-1 / -2 / -4 / -5; EN 16523-1; ISO 11137-2	
Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016	
Warnungen / Cautions	Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann / This product contains natural rubber latex, which may cause allergic as well as anaphylactic reactions	

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.