

# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status:  
2019-03

## Gentle Skin® steril

Unser steriler Untersuchungshandschuh aus Latex / Our sterile latex examination glove



### Physikalische Eigenschaften / Physical properties:

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)	PZN
8022S (einzeln / individually) 8021RSW (paarweise / in pairs)	Small	min. 240	85 ± 10	06402811 02244479
8022M (einzeln / individually) 8021RMW (paarweise / in pairs)	Medium	min. 240	95 ± 10	06402828 02244485
8022L (einzeln / individually) 8021RLW (paarweise / in pairs)	Large	min. 240	110 ± 10	06402834 02244491

Wandstärke / Thickness (mm)	
Schaft / Cuff	0,080 ± 0,020
Handfläche / Palm	0,110 ± 0,020
Finger / Finger	0,120 ± 0,020

Prüfnormen / Testing standards	
EN 455-1 / -2 / -3 / -4	Ja / Yes

Reißkraft / Tensile strength (N)	AQL	Bioburden (CFU)
Vor Alterung / Before aging ≥ 6 N	AQL 1,5	< 300 (CFU = colony-forming unit)
Nach Alterung / After aging ≥ 6 N		

### Allgemeine Informationen / General information

#### Produktbeschreibung / Product description

Latex-Untersuchungshandschuhe, einzeln oder paarweise verpackt, puderfrei, steril, mit Rollrand, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch. / Latex examination glove, packed individually or in pairs, powder free, sterile, beaded cuff, ambidextrous, disposable

#### Inhaltsstoffe / Ingredients:

Naturkautschuklatex\*, Sulfur, ZDEC, ZDBC, ZnO, Antioxidant, Titanium Dioxide, Polymer;  
**Frei von:** MBT und Thiuramen/ Natural Rubber Latex\*, ZDEC, ZDBC, ZnO, Antioxidant, Titanium Dioxides, polymer;  
**Free from:** MBT and Thiram

#### Verpackung / Packing:

*Einzeln verpackt / individually packed:*  
 50 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton; 32 Kartons pro Palette / 50 pcs. per package; 8 packages per carton; 32 cartons per palette

#### Paarweise verpackt / packed in pairs

50 Paar pro Packung; 4 Packungen pro Karton; 35 Kartons pro Palette  
 50 pairs per package; 4 packages per carton; 35 cartons per palette

#### Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C vermeiden)/  
 5 years (store in a cool and dry place, protect against sunrays, avoid temperatures below 5 °C and exceeding 35 °C)

#### Qualitätszertifikate / Quality certificates

- EN ISO 13485:2016
- 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse Is / Medical product of class Is

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de). \*Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische oder anaphylaktische Reaktionen hervorrufen kann

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de). \*This product contains natural rubber latex, which may cause allergies and / or anaphylactic reactions.