

Hodenrolle

Unsere Hodenrolle dient zur Hochlagerung der Hoden nach Operationen oder bei Ödemen. Beine werden aufgrund der besonderen Form gespreizt



Formate

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 4035 | Ø 8 cm x 10 cm | 6 Stück | 8 Packungen | 01333755 |

Allgemeine Informationen:

Materialzusammensetzung:

Schaumstoff, Trikotschlauchbezug

Haltbarkeit:

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen) /

Qualitätszertifikate

EN ISO 13485:2016

93/42/EWG: Medizinprodukt der Klasse I Regel 1