

# Technical Data Sheet

Stand / Revision 2021-04

# **Liberty Light®**

Zur Fixierung von Inkontinenzvorlagen/ For keeping incontinence pads in place



### **Technische Information / technical information**

REF	Größe / Size	Farbe / colour	Maße / dimenstions	Saugleistung / absorbing capacity	Verpackung / Packaging	PZN
2052	Normal	Rosa / pink	Ca. 28 x 10,5 cm	350 – 400 ml	22 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 22 pc per package.; 10 packages per carton	07305197
2053	Extra	Blau / blue	Ca. 31,5 x 12 cm	400 – 500 ml	18 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 18 pc per package.; 10 packages per carton	07305180

### **Allgemeine Information / General information**

Produkt Beschreibung/ Product description Anatomische Passform mit hydrophoben Bündchen im Schrittbereich, mit dem haftenden

Klebestreifen ist die Einlage in der Unterwäsche zu fixieren, unsteril, nur für den

Einmalgebrauch /

Anatomical fit with hydrophobic cuffs in the crotch area, the insert can be fixed in the

underwear with the adhesive strip, non-sterile, for single use only

Inhaltsstoffe /

Saugfähiger Kern: zwei Flauschpolster aus ECF-Zellulosezellstoff /

Ingredients Absorbend Core: two fluff pads of ECF cellulose pulp

Elastik: Schaumstoff / Elastics: Foam material

Aufnahmeschicht: Zweilagiges Material aus hydrophobem 100 % Polyproyplen-Vlies

(außen) und atmungsaktiven, ungiftigen Polyethylen (innen) /

Acquisition Layer: Two layer's material composed of hydophobic 100 % polypropylene

nonwoven (outside) and of breathable, non-toxic polyethylene (inside)

Haltbarkeit / 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /

Shelf life 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.



### Regulatorische Information / regulatory information

Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Kategorie / Category

Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745

Code nach UMDNS /

12-111 Inkontinenz-Hosenwindel /

**UMDNS Code** 

12-111 Incontinence pants

Normen / **Standards**  ISO 11948-1

Qualitätszertifikat / **Quality Certificates** 

EN ISO 13485:2016



# Technical Data Sheet

Stand / Revision 2021-04

# **Liberty Light®**

Zur Fixierung von Inkontinenzvorlagen/ For keeping incontinence pads in place



## **Technische Information / technical information**

REF	Größe / Size	Farbe / colour	Maße / dimenstions	Saugleistung / absorbing capacity	Verpackung / Packaging	PZN
2054	Super	Grün / green	Ca. 43 x 22 cm	850 – 900 ml	30 Stück pro Packung; 5 Packung pro Karton / 30 pc per package.; 5 packages per carton	07305174

#### Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description Anatomische Passform mit hydrophoben Bündchen im Schrittbereich, mit dem haftenden

Klebestreifen ist die Einlage in der Unterwäsche zu fixieren, unsteril, nur für den

Einmalgebrauch /

Anatomical fit with hydrophobic cuffs in the crotch area, the insert can be fixed in the

underwear with the adhesive strip, non-sterile, for single use only

Inhaltsstoffe / Ingredients

Saugfähiger Kern: zwei Flauschpolster aus 100 % langfaseriger, klorinfreier Zellulose /

Absorbend Core: two fluff pads of 100 % long fibers, clorine free cellulose

Elastik: Synthetische, latexfreie elastische Fäden für jede Seite /

Elastics: Synthetic, latex free elastic threads for each side

Aufnahmeschicht: Zweilagiges Material aus hydrophobem 100 % Polyproyplen-Vlies

(außen) und atmungsaktiven, ungiftigen Polyethylen (innen) /

Acquisition Layer: Two layer's material composed of hydophobic 100 % polypropylene

nonwoven (outside) and of breathable, non-toxic polyethylene (inside)

Haltbarkeit / 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /

Shelf life 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

#### Regulatorische Information / regulatory information



Kategorie / Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Category Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745

Code nach UMDNS / 12-111 Inkontinenz-Hosenwindel /

UMDNS Code 12-111 Incontinence pants

Normen / ISO 11948-1 Standards

**Quality Certificates** 

Qualitätszertifikat / EN ISO 13485:2016

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.