

# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision  
2022-01-18

## Nitril® NextGen®

Unser dehnbarer Nitriluntersuchungs- und Schutzhandschuh /  
Our stretchy nitrile examination and protective glove



### Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)	PZN
1283XS	Extra-Small	min. 240	< 80	09102239
1283S	Small	min. 240	80 ± 10	09102245
1283M	Medium	min. 240	95 ± 10	09102251
1283L	Large	min. 240	110 ± 10	09102268
1283XL	Extra-Large	min. 240	> 110	09102274

Wandstärke / Thickness (mm)	
Schaft / Cuff	0,07 mm ± 0,02
Handfläche / Palm	0,08 mm ± 0,02
Finger / Finger	0,10 mm ± 0,02

Reißkraft / Tensile strength	Lochfreiheit / Freedom from holes
Vor und nach Alterung ≥ 6 N / Before and after ageing ≥ 6 N	AQL 1,5

### Allgemeine Information / General information

**Produkt Beschreibung / Product description** Nitriluntersuchungshandschuh, blau, pudertfrei, latexfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig passend, nur für den Einmalgebrauch. /  
Nitrile examination glove, blue, powderfree, latexfree, non-sterile, textured, beaded cuff, ambidextrous, for single use only

**Inhaltsstoffe / Ingredients** Nitrilbutadienkautschuk, Antioxidans, Schwefel, Zinkoxid, Zinkdiethyldithiocarbamat, Titandioxid, Zinkdibutyldithiocarbamat, Kaliumhydroxid, Farbpigment, Polymerbeschichtung/  
NBR acrylonitrile butadiene rubber, antioxidant, sulphur, zinc oxide, zinc diethyl dithiocarbamate, titanium dioxide, zinc dibutyl dithiocarbamate, potassium hydroxide, color pigment, polymer coating  
Frei von: Mercaptobenzothiazole und Thiuramen /  
Free of: mercaptobenzothiazole and thiurams

**Haltbarkeit / Shelf life** 3 oder 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /  
3 or 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

**Verpackung / Packaging** 100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton /  
100 pcs. per package; 10 packages per carton

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

---

**Regulatorische Information / regulatory information**

---

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745
	Persönliche Schutzausrüstung Klasse III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 / Personal protective equipment class III according to Regulation (EU) 2016/425
Normen / Standards	EN 455-1 / -2 / -3/ -4 EN 374-1/ -2/ -4/ -5; EN 16523-1; EN 420
Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016

---

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).