

PE-Einmalschürze

Unsere PE-Schürze in verschiedenen Ausführungen /
Our PE apron in various designs



Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Dicke / Thickness	Farbe / color	Variaton / variation	Verpackung / Packaging	PZN
3591	Ca. 140 x 75 cm	Ca. 30 µm	Blau / blue	Zur Einzelentnahme / for single removal	50 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 50 pcs. per package; 10 packages per carton	11518680
3690	Ca. 125 x 81 cm	Ca. 16 µm	Weiß / white	Zur Einzelentnahme / for single removal	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs. per package; 10 packages per carton	04353379
3691	Ca. 140 x 81 cm	Ca. 16 µm	Weiß / white	Zur Einzelentnahme / for single removal	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs. per package; 10 packages per carton	04353422
3692	Ca. 160 x 81 cm	Ca. 16 µm	Weiß / white	Zur Einzelentnahme / for single removal	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs. per package; 10 packages per carton	04353474
3687	Ca. 125 x 81 cm	Ca. 16 µm	Weiß / white	Einzel abreißen / for tearing-off individually	50 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 50 pcs. per package; 10 packages per carton	04353385
3688	Ca. 140 x 81 cm	Ca. 16 µm	Weiß / white	Einzel abreißen / for tearing-off individually	50 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 50 pcs. per package; 10 packages per carton	04353468
3694	Ca. 160 x 81 cm	Ca. 16 µm	Weiß / white	Einzel abreißen / for tearing-off individually	50 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 50 pcs. per package; 10 packages per carton	04353480
3696	Ca. 117 x 69 cm	Ca. 16 µm	Weiß / white	Zur Einzelentnahme / for single removal	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs. per package; 10 packages per carton	-
3697	Ca. 117 x 69 cm	Ca. 16 µm	Weiß / white	Einzel abreißen / for tearing-off individually	200 Stück pro Rolle; 5 Rollen pro Karton / 200 pcs. per roll; 5 rolls per carton	-

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	PE-Einmalschürze, unsteril, nur zum einmaligen Gebrauch / PE apron, non-sterile, for single use only, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Low-Density Polyethylen/ low density polyethylene
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie /
Category Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /
Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745

MD

Code nach UMDNS /
UMDNS Code 11-897 Kittel /
11-897 Gowns

Qualitätszertifikat /
Quality Certificates EN ISO 13485:2016

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.