

Suavel® Astrid

Unsere universelle Baretthaube /
Our universal bouffant cap



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Farbe / Color	Verpackung / Packaging	PZN
70-121B	L: Ca. 51 cm	Blau / blue	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs. per package; 10 packages per carton	11362611
70-121G	L: Ca. 51 cm	Grün / green	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs. per package; 10 packages per carton	11362628
70-121W	L: Ca. 51 cm	Weiß / white	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs. per package; 10 packages per carton	11362605
70-124G	XL: Ca. 60 cm	Grün / green	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs. per package; 10 packages per carton	11362634
70-124W	XL: Ca. 60 cm	Weiß / white	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs. per package; 10 packages per carton	11362640

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Universelle Baretthaube, mit doppelt genähtem Gummizug, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / Universal bouffant cap, with double-sewn rubber drawstring, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	100 % Polypropylen / 100 % polypropylene
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /
Category Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745



Code nach UMDNS / 13-882 Chirurgische Kopfabdeckungen /
UMDNS Code 13-882 Surgical Head Coverings

Qualitätszertifikat / EN ISO 13485:2016
Quality Certificates

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.