

Suavel® Protec black

Unsere schwarze OP-Maske mit elastischen Ohrschlaufen /
Our black surgical mask with elastic ear loops



Technische Information / technical information

REF	Größe gefaltet / Size folded	Größe ausgebreitet / Size unfolded	Typ / Type	Farbe / colour	Verpackung / Packaging	PZN
80-904	Ca. 180 x 90 mm	Ca. 180 x 155 mm	II	Schwarz / black	50 Stück pro Packung; 20 Packungen pro Karton / 50 pcs. per package; 20 packages per carton	-

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	OP-Maske mit elastischen Ohrschlaufen, 3-lagig, Bakterienfiltereffizienz $\geq 98\%$ Typ II, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / Surgical mask with elastic ear loops, 3 ply, bacterial filtering efficiency $\geq 98\%$, type II, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	<ul style="list-style-type: none"> Nasendraht: PVC-beschichteter Aluminiumdraht / Nose wire: PVC-coated aluminium wire Ohrschlaufen: Elastomer / Earloops: Elastomer Erste/Außenschicht: Polypropylen-Spinnvlies schwarz First/Outer layer: Polypropylene spunbond nonwoven black Zweite/Mittlere Lage: Meltblown-Polypropylen-Faser weiß Second/Middle layer: Meltblown-polypropylene-fibre white Dritte/Innere Schicht: Polypropylen-Spunbond-Vliesstoff weiß Third/Inner layer: Polypropylene spunbond nonwoven white
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie /
Category Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /
Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745



Code nach UMDNS /
UMDNS Code 12-458 Masken, chirurgisch /
12-458 Masks, surgical

Normen /
Standards EN 14683:2019

Qualitätszertifikat /
Quality Certificates EN ISO 13485:2016

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.