

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision
2021-04

ABE® Fixiervlies

Unser Fixiervlies für eine sichere Fixierung /
Our non-woven fixing material for a secure fix



Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Packung / packaging	PZN
4470	Ca. 10 m x 5 cm	1 Stück pro Packung; 50 Packung pro Karton / 1 pcs. per package; 50 packages per carton	06168663
4471	Ca. 10 m x 10 cm	1 Stück pro Packung; 24 Packung pro Karton / 1 pcs. per package; 24 packages per carton	06168686
4472	Ca. 10 m x 15 cm	1 Stück pro Packung; 24 Packung pro Karton / 1 pcs. per package; 24 packages per carton	06168692
4473	Ca. 10 m x 20 cm	1 Stück pro Packung; 52 Packung pro Karton / 1 pcs. per package; 52 packages per carton	06168700

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Zur vollflächigen Verbandabdeckung und -fixierung, zur Befestigung von Kanülen, Drainagen, Sonden, Kathetern, Messinstrumenten etc., unsteril, nur für den Einmalgebrauch / For covering and fixing large, bandaged areas, for securing hollow needles, drainage tubes, probes, catheters, measuring instruments, etc. For cutting to fit to secure bandages to joints, and other round/ tapered parts of the body, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Trägermaterial: 100% Polyestervlies, Kleber: Polyacrylat / holdermaterial: 100% polyesterfleece, adhesive: polyacrylate
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745	
Code nach UMDNS / UMDNS Code	13-369 Fixierung, Verband / 13-369 Retainers, Bandage	
Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016	

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.