

# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision  
2021-04

## ABE® universal

unsere dauerelastische Universalbinde mit mittelkräftigem Zug /  
our permanently elastic universal bandage with medium-strong tension



### Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Packung / packaging	PZN
1414	Ca. 5 m x 6 cm	10 Stück pro Packung; 16 Packung pro Karton / 10 pcs per package; 16 packages per carton	00761561
1415	Ca. 5 m x 8 cm	10 Stück pro Packung; 12 Packung pro Karton / 10 pcs per package; 12 packages per carton	00761590
1416	Ca. 5 m x 10 cm	10 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 10 pcs per package; 10 packages per carton	00761526
1432	Ca. 5 m x 12 cm	10 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton / 10 pcs per package; 8 packages per carton	00761532
1433	Ca. 5 m x 15 cm	10 Stück pro Packung; 6 Packung pro Karton / 10 pcs per package; 6 packages per carton	00761549
1434	Ca. 5 m x 20 cm	10 Stück pro Packung; 5 Packung pro Karton / 10 pcs per package; 5 packages per carton	00761555

### Allgemeine Information / General information

**Produkt Beschreibung / Product description** Für Verbände, bei denen eine mittelkräftige Kompression erwünscht ist, insbesondere für komprimierende Wundverbände, zur Fixierung von Wundauflagen, zur Ruhigstellung der verletzten Körperteile und Gliedmaßen und zum Stützen und Entlasten von Gelenken, unsteril, nur für den Einmalgebrauch /  
For dressings where medium-strength compression is desired, especially for compressive wound dressings, for fixation of wound dressings, for immobilization of injured body parts and limbs and for support and relief of joints, non-sterile, for single use only

**Inhaltsstoffe / Ingredients** 67 % Baumwolle, 30 % Polyester, 3 % Elasthan /  
67 % cotton, 30 % polyester, 3 % elastane

**Haltbarkeit / Shelf life** 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /  
5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

---

**Regulatorische Information / regulatory information**

---

Kategorie /  
Category Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /  
Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745



Code nach UMDNS /  
UMDNS Code 10-279 Verbandmaterial, elastisch /  
10-279 Elastic Bandages

Qualitätszertifikat /  
Quality Certificates EN ISO 13485:2016