

ABE® Kanülenfixierung i.v.

Unser hautfreundliches Kanülenfixierpflaster, steril
/ Non-woven catheter fixing bandage, white, sterile



Produkt / product

REF	Größe / Sizes	Packungsinhalt/ box content	Versandeinheit / Shipping unit	PZN
4457	8 cm X 6 cm	50 x 1 Stück / 50 x 1 piece	20 Packungen / 20 boxes	12589854

Allgemeine Informationen / General information

Materialzusammensetzung / Material composition

Trägermaterial: 100% PET Polyethylenterephthalat,
Wundaufgabe aus Vlies mit nicht haftendem
Polyesternetz überzogen, Kleber: hypoallergenes
Polyacrylat, unterseitiger Papierträger: weißes
Pergamentpapier, einseitig silikonisiert. / holder
material: 100% PET Polyethylenterephthalat, non-woven
wound covered with non-adhesive polyester mesh, glue:
hypoallergenic polyacrylate, paper backing: white
parchment paper, siliconized on one side.


Anwendungshinweise / Application notes

Zur sterilen Wundversorgung der Einstichstelle von
Venenerweilkanülen und gleichzeitig zur schnellen und
sicheren Fixierung. Gut geeignet für Patienten mit
empfindlicher Haut. / For fixing intravenous catheters in
place. Well suited for patients with sensitive skin.

Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken
lagern. / 5 years if stored properly: store in a cool and
dry place.

Allgemeine Hinweise/ General remarks



Code nach UMDNS / UMDNS code

Heftpflaster 10-026 / adhesive plaster 10-026

Qualitätszertifikate / Quality certificates

- EN ISO 13485:2016
- 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I
Is gem. Anhang IX (Regel 4) / Medical product
of class I acc. to appendix IX (rule 4)

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Firma MaiMed GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. MaiMed GmbH does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice.