

ABE® Tamponadebinde

Unsere Tamponade aus reiner Baumwolle /
Our pure cotton tamponade



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size B x L / w x l	Verpackung / Packaging	PZN
4300	Ca. 1 cm x 5 m	100 x 1 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton / 100 x 1 pcs per package.; 8 packages per carton	13574814
4301	Ca. 2 cm x 5 m	70 x 1 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton / 70 x 1 pcs per package.; 8 packages per carton	13574820

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung / Product description	Als Tamponade in natürlichen Körperöffnungen, 24-fädig, einfach steril durch Ethylenoxid, nur für den Einmalgebrauch / As tamponade in natural body orifices, 24-thread count, single sterile by ethylene oxide, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	100 % Baumwolle / 100 % cotton
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG / Medical Device class Is according to Directive 93/42/EEC
-------------------------	---

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.