

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status:
2019-05

ABE Ven®

Unsere dauerelastische Kompressions-
binde mit langem Zug /
Our permanently-elastic, long-stretch
compression bandage



Physikalische Eigenschaften / Physical properties

REF	Breite / Width (mm)	Gewicht / Weight	Durchmesser / Diameter (gerollt / rolled)	Länge / Length (gedehnt / stretched)
1563	ca. 8 cm (min. 7,5 cm / max. 8,5 cm)	ca. 63,1 g (min. 56,8 g)	ca. 6,5 cm (min. 6,2 cm / max. 6,8 cm)	ca. 7 m (min. 6,75 m)
1564	ca. 10 cm (min. 9,2 cm / max. 10,8 cm)	ca. 78,2 g (min. 70,4 g)	ca. 6,5 cm (min. 6,2 cm / max. 6,8 cm)	ca. 7 m (min. 6,75 m)
1565	ca. 12 cm (min. 11,2 cm / max. 12,8 cm)	ca. 93,4 g (min. 84,1 g)	ca. 6,5 cm (min. 6,2 cm / max. 6,8 cm)	ca. 7 m (min. 6,75 m)

Dehnung / Elongation

DIN 61632 (Zugprüfgerät nach DIN 51220 und 51221 / Tensile testing machining acc. to DIN 51220 und 51221)	ca. 175 % (min. 160 %)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

Allgemeine Informationen / General information

Materialzusammensetzung / Material composition

93 % Baumwolle, 7 % Polyurethan. /
93 % cotton, 7 % polyurethane.

Ausrüstung / Improving

Schrumpfung durch Wasserdampf. Endableimung
latexfrei. / Shrinking through steam. End fixation latex
free.

Sterilisation / Sterilization

- Dampfsterilisation / Steam sterilization 134 °C
- EO
- Gamma
- X-ray

Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (kühl und trocken
lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen,
Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C vermeiden). /
5 years (store in a cool and dry place, protect against
sunrays, avoid temperatures below 5 °C and exceeding
35 °C)

Allgemeine Hinweise / General remarks



Gefahrenhinweis / Risk information

Gemäß Risikoanalyse besteht bei sachgemäßer
Anwendung keine Gefährdung für Patient und
Pflegepersonal. / According to risk analysis, when
properly applied will pose no danger to the patient and
nursing staff.

Entsorgung / Disposal of waste

Für unsere Produkte werden nur Roh- und
Hilfsmaterialien verwendet, die mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden können. / For our products
we only use raw and auxiliary materials which can be
disposed by ordinary waste disposal.

Qualitätszertifikate / Quality certificates

EN ISO 13485;
93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I gem.
Anhang IX (Regel 1 + Regel 4) / Medical product of class I
acc. to appendix IX (rule 1 + rule 4)