

ABE® drainal / ABE® drainal

Unsere Schlitzlochkomresse mit metalliner Beschichtung /
Our slit / hole dressing pad with metallic coating



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Verpackung / Packaging	PZN
4118	Ca. 6 x 7 cm	50 x 1 Stück pro Packung; 6 Packungen pro Karton / 50 x 1 pcs per package.; 6 packages per carton	01333867

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Zur äußeren Wundversorgung bei kleinkalibrigen Drainagen und Infusionskathetern. Metallseite auf die Haut legen/ For external wound care of small caliber drains and infusion catheters. Place metal side on the skin
Inhaltsstoffe/ Ingredients	Trägermaterial: 100 % Viskose, Wundauflage: Polyethylen mit Aluminiumbeschichtung/ holder material: 100 % viscose wound dressing: polyethylene with aluminum coating
Haltbarkeit/ Shelf life	5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern/ 5 years if stored properly: store cool and dry

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie/ Category	Medizinprodukt der Klasse Is/ Class Is medical device
Normen/ Standards	EN ISO 13485; 93/42/EWG

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.