

ABE® extra

Unsere Kurzzugbinde für Stütz- und Kompressionsverbände/
Our short-stretch bandage for support and
compression bandages



Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Packung / packaging	PZN
1421	Ca. 5 m x 8 cm	1 Stück pro Packung; 72 Packung pro Karton / 1 pc per package; 72 packages per carton	01364402
1422	Ca. 5 m x 10 cm	1 Stück pro Packung; 36 Packung pro Karton / 1 pc per package; 36 packages per carton	01364394
1735	Ca. 5 m x 6 cm	10 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 10 pcs per package; 10 packages per carton	08490759
1736	Ca. 5 m x 8 cm	10 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 10 pcs per package; 10 packages per carton	08490765
1737	Ca. 5 m x 10 cm	10 Stück pro Packung; 5 Packung pro Karton / 10 pcs per package; 5 packages per carton	08490771
1738	Ca. 5 m x 12 cm	10 Stück pro Packung; 5 Packung pro Karton / 10 pcs per package; 5 packages per carton	08490788

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Für starke Kompression, geeignet zur gegenläufigen Verbandtechnik nach Pütter, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / For strong compression, suitable for the opposite dressing technique according to Pütter, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	100 % Baumwolle / 100 % cotton
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie /
Category Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /
Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745



Code nach UMDNS /
UMDNS Code 10-279 Verbandmaterial, elastisch /
10-279 Elastic Bandages

Qualitätszertifikat /
Quality Certificates EN ISO 13485:2016