

ABE® stretch

Unsere dauerelastische Universalbinde /
Our permanently elastic, universal short-
stretch bandage



Physikalische Eigenschaften / Physical properties:

REF	Breite / Width (mm)	Gewicht / Weight	Durchmesser / Diameter (gerollt / rolled)	Länge / Length (gedehnt / stretched)
1758	ca. 6 cm (min. 5,5 cm / max. 6,5 cm)	ca. 31 g (min. 27,9 g)	ca. 5 cm (min. 4,7 cm / max. 5,3 cm)	ca. 5 m (min. 4,75 m)
1759	ca. 8 cm (min. 7,5 cm / max. 8,5 cm)	ca. 41 g (min. 36,9 g)	ca. 5 cm (min. 4,7 cm / max. 5,3 cm)	ca. 5 m (min. 4,75 m)
1760	ca. 10 cm (min. 9,2 cm / max. 10,8 cm)	ca. 51 g (min. 45,9 g)	ca. 5 cm (min. 4,7 cm / max. 5,3 cm)	ca. 5 m (min. 4,75 m)
1761	ca. 12 cm (min. 11,2 cm / max. 12,8 cm)	ca. 61 g (min. 54,9 g)	ca. 5 cm (min. 4,7 cm / max. 5,3 cm)	ca. 5 m (min. 4,75 m)
1762	ca. 15 cm (min. 14 cm / max. 16 cm)	ca. 77 g (min. 69,3 g)	ca. 5 cm (min. 4,7 cm / max. 5,3 cm)	ca. 5 m (min. 4,75 m)
1763	ca. 20 cm (min. 19 cm / max. 21 cm)	ca. 102,6 g (min. 92,3 g)	ca. 5 cm (min. 4,7 cm / max. 5,3 cm)	ca. 5 m (min. 4,75 m)

Dehnung / Elongation

DIN 61632 (Zugprüfgerät nach DIN 51220 und 51221 / Tensile testing machine acc. to DIN 51220 und 51221)

ca. 79 % (min. 64 %)

Allgemeine Informationen / General information:

Materialzusammensetzung / Material composition:

55 % Baumwolle, 44 % Polyamid, 1 % Polyurethan. /
55 % cotton, 44 % polyamide, 1 % polyurethane.

Ausrüstung / Improving:

Schrumpfung durch Waschen. Bleichen mit Wasserstoff-
peroxid ohne optische Aufheller. / Shrinking through
washing. Hydrogen peroxide bleached.

Sterilisation / Sterilization:

- Dampfsterilisation / Steam sterilization 134 °C
- EO
- Gamma
- X-ray

Haltbarkeit / Shelf life:

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (kühl und trocken
lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen,
Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C vermeiden). /
5 years (store in a cool and dry place, protect against
sunrays, avoid temperatures below 5 °C and exceeding
35 °C)

Allgemeine Hinweise/ General remarks:



Gefahrenhinweis / Risk information:

Gemäß Risikoanalyse besteht bei sachgemäßer
Anwendung keine Gefährdung für Patient und
Pflegepersonal. / According to risk analysis, when
properly applied will pose no danger to the patient and
nursing staff.

Entsorgung / Disposal of waste:

Für unsere Produkte werden nur Roh- und
Hilfsmaterialien verwendet, die mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden können. / For our products
we only use raw and auxiliary materials which can be
disposed by ordinary waste disposal.

Qualitätszertifikate / Quality certificates:

EN ISO 9001; EN ISO 13485;

93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I gem.
Anhang IX (Regel 1 + Regel 4) / Medical product of class I
acc. to appendix IX (rule 1 + rule 4)