

ABE® Druckverbandrolle/ ABE® Compressive bandage rolls

Unsere ABE® Druckverbandrolle dient als Druckpolster, z.B. nach Herzkatheterisierung. / A pressure padding, for example after heart catheterization.



Formate / Range of variants

REF	Größe / Size	Packungsinhalt / Pack contents	Versandeinheit / Shipping unit	PZN
4037	Ø 7 cm x 10 cm	12 Stück	9 Packungen	06620850

Allgemeine Informationen / General information

Materialzusammensetzung / Material composition

Polyurethan, Trikotschlauch, frei von Latex, PVC und DEHP / polyurethane, knitted fabric tube bandage, Latex-free, PVC-free and DEHP-free

Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen) / 5 years (store in a cool and dry place, protect against sunrays)

Qualitätszertifikate / Quality certificates

EN ISO 13485:2016

93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I Regel 1/
Medical product of class I rule 1

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.