

Alkoholtupfer / Alcohol swabs

Unsere gebrauchsfertigen Tupfer zur Hautreinigung /
Our ready-to-use swabs for skin cleansing



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size B x L / w x l	Verpackung / Packaging	PZN
4465	Ca. 3 cm x 3 cm (gefaltet) Ca. 6 cm x 3 cm (ungefaltet)	100 Stück pro Packung; 60 Packungen pro Karton / 100 pcs per package.; 60 packages per carton	09391893

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung / Product description	Alkoholtupfer aus Vliesstoff zur Reinigung der Haut, gebrauchsfertig, nur für den Einmalgebrauch / Alcohol pads made of non-woven fabric for cleaning of the skin, ready for use, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	100 % Vliesstoff, 0,4 ml Isopropyl-Alkohol 70 % / 100 % non-woven fabric, 0,4 ml isopropyl-alcohol 70 %
Haltbarkeit / Shelf life	3 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 3 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Kosmetikartikel / Cosmetics
-------------------------	--------------------------------

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.