

ABE® Arm- und Beinmanschette/ ABE® Limb holder

Unsere hautfreundliche Manschette für Erwachsene / Our skin friendly cuff for adults



Formate / Range of variants

REF	Größe / Size	Packungsinhalt / Pack contents	Versandeinheit / Shipping unit	PZN
1879	Für Erwachsene / for adults	10 Stück / pcs	12 Packungen / boxes	12553046

Allgemeine Informationen / General information

Materialzusammensetzung / Material composition
D-Ringe aus Kunststoff, Baumwollband, Klettband, 3-lagiges Material, weiß / D-Rings Plastic, Cotton tape, Velcro tape, 3 layer material, white

Haltbarkeit / Shelf life
5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen) / 5 years (store in a cool and dry place, protect against sunrays)

Qualitätszertifikate / Quality certificates
EN ISO 13485:2016
93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I Regel 1/
Medical product of class I rule 1

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.