

## BeeSana® SafeCut

Unser kohäsiver Fingerpflasterverband /  
Our adhesive finger plaster bandage



### Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Farbe / colour	Packung / packaging	PZN
1844	Ca. 4,5 m x 2,5 cm	blau / blue	1 Stück pro Packung; 252 Packung pro Karton / 1 pc per package; 252 packages per carton	10544882

### Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Zur individuellen und Versorgung bei Finger- und Gelenkverletzungen sowie eingerissenen Fingernägeln, zur Fixierung von Wundauflagen sowie als leichter Stütz- und Kompressionsverband, zur Ruhigstellung der verletzten Körperteile und Gliedmaßen, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / For personal aid for finger and joint injuries, and for torn fingernails, for fixing wound coverings, and for use as a light support and compression bandage, for immobilizing injured parts of the body and limbs, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Polypropylen 52%, latexhaltiger Kleber 41%, Elastan 7% / Polypropylene 52%, latex-containing adhesive 41%, Elastan 7%
Haltbarkeit / Shelf life	3 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 3 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight



**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

---

**Regulatorische Information / regulatory information**


---

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745	
Code nach UMDNS / UMDNS Code	10-031 Klebebänder, selbstklebend, hypoallergen / 10-031 Tapes, Adhesive, Hypoallergenic	
Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016	
Warnungen / Cautions	Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann / This product contains natural rubber latex, which may cause allergic as well as anaphylactic reactions	

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).