

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision
2021-04

BeeSana® Saugvorlage/ Absorbent pad

Unsere große Vorlage für Inkontinenzpflege /
Our large pad for incontinence care



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Saugleistung / Absorbtion	Verpackung / Packaging	PZN
2119	Ca. 16 cm x 55 cm	Ca. 850 g	20 Stück pro Packung; 5 Packung pro Karton / 20 pcs per package.; 5 packages per carton	02214219

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Saugkissen aus Zellstoffflocken mit Vliesstoffumhüllung, bei Inkontinenz für bettlägerige Patienten, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / Absorbent pad made of cellulose flocks with non-woven cover, for incontinence for bedridden patients, non-sterile, only for single use
Inhaltsstoffe / Ingredients	Saugkörper: 100 % chlorfrei gebleichte Zellulose mit Superabsorber / Absorbent core: 100 % chlorine-free bleached cellulose with super absorber
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukte Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745
Code nach UMDNS / UMDNS Code	16-498 Inkontinenzeinlage / 16-498 Incontinence pant liners
Normen / Standards	ISO 11948-1
Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.