

BeeSana® Mulltupfer RöKo/ BeeSana® Gauze swab with x-ray contrast



Formate / Range of variants*

Größen / Sizes (Zuschnitt vor Faltung / Cutting prior to folding)	Ausführung / Variation
15 cm x 16 cm 20 cm x 20 cm 25 cm x 26 cm 30 cm x 30 cm 30 cm x 40 cm 40 cm x 40 cm 40 cm x 50 cm 60 cm x 80 cm	Unsteril in Polybeutel / Non-sterile in Polybag Doppelt steril mit selbstklebenden Zählkarten/ Double sterile with self-adhesive counting cards

* Aufstellung aller Größen + REFS in der jeweils zugehörigen Produktübersicht im Produktkatalog. /
See list of all sizes and product codes in the corresponding product overview in product catalogue.

Allgemeine Informationen / General information

Materialzusammensetzung / Material composition

100 % Baumwolle. Röntgenkontrastmittel: Bariumsulfat (BaSO₄) / 100 % cotton. X-ray contrast imagent: Barium sulfate (BaSO₄).

Sterilisationsmethode / Sterilization method

- Dampf bis 134°C
- Gamma
- E-Beam
- EO

Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. /
5 years if stored properly: store in a cool and dry place.
Protect from direct sunlight.

Qualitätszertifikate / Quality certificates

EN ISO 13485:2016;

93/42/EWG / EEC:

Steril :Medizinprodukt der Klasse IIa

Unsteril: Medizinprodukt der Klasse IIa /

Sterile: Medical device of class IIa

Non-Sterile: Medical device of class IIa

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.