

BeeSana® PP-Kittel 23 g

Schutzkittel für Personal und Besucher /
Protective gown for staff and visitors



Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Gewicht / Weight	Farbe / color	Verpackung / Packaging	PZN
3684	Ca. 110 x 140 cm	23 g/m ²	Weiß / white	10 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 10 pcs. per package; 10 packages per carton	11509391
3685	Ca. 110 x 140 cm	23 g/m ²	Grün / green	10 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 10 pcs. per package; 10 packages per carton	11509416
3699	Ca. 120 x 140 cm	23 g/m ²	Gelb / yellow	10 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 10 pcs. per package; 10 packages per carton	09747479
3729	Ca. 130 x 150 cm	23 g/m ²	Weiß / white	10 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 10 pcs. per package; 10 packages per carton	11527609
4685	Ca. 110 x 140 cm	23 g/m ²	Grün / green	10 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 10 pcs. per package; 10 packages per carton	11363036
4699	Ca. 120 x 140 cm	23 g/m ²	Gelb / yellow	10 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 10 pcs. per package; 10 packages per carton	11363042

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung /
Product description

Schutzkittel, feuchtigkeitsabweisend, unsteril, nur für den Einmalgebrauch /
Protective gown, moisture-repellent, non-sterile, for single use only

Inhaltsstoffe /
Ingredients

Polypropylen-Vliesstoff /
Polypropylene-nonwoven

Haltbarkeit /
Shelf life

5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /
5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie /
Category Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /
Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745

MD

Code nach UMDNS /
UMDNS Code 11-897 Kittel /
11-897 Gowns

Qualitätszertifikat /
Quality Certificates EN ISO 13485:2016

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.