

BeeSana® PP/PE-Kittel 26 g

Schutzkittel für Personal und Besucher /
Protective gown for staff and visitors



Technische Information / technical information

| REF | Größe L x B / Size l x w | Gewicht / Weight | Farbe / color | Eigenschaften / Characteristics | Verpackung / Packaging | PZN |
|--------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|--|----------|
| 4697 | Ca. 120 x 140 cm | 26 g/m ² | Blau / blue | Vollaminert / fully laminated | 10 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 10 pcs. per package; 10 packages per carton | - |
| 4698 | Ca. 136 x 136 cm | 26 g/m ² | Gelb / yellow | Teillaminert / partially laminated | 10 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 10 pcs. per package; 10 packages per carton | 11642842 |
| 4698XL | Ca. 160 x 170 cm | 26 g/m ² | Gelb / yellow | Teillaminert / partially laminated | 10 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 10 pcs. per package; 10 packages per carton | 17376146 |

Allgemeine Information / General information

**Produkt Beschreibung /
Product description** Schutzkittel, Befestigungsbänder an Hals und Taille, Manschetten am Ärmelende, unsteril,
nur für den Einmalgebrauch /
protective gown, fastening ties at the neck and waist, cuffs at the end of the sleeves, non-sterile, for single use only

**Inhaltsstoffe /
Ingredients** Polypropylen 14 g/m² und Polyethylen 12 g/m² /
Polypropylene 14 g/m² and Polyethylene 12 g/m²

**Haltbarkeit /
Shelf life** 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /
5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

Regulatorische Information / regulatory information

**Kategorie /
Category** Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /
Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745



**Code nach UMDNS /
UMDNS Code** 11-897 Kittel /
11-897 Gowns

**Normen /
Standards** EN ISO 22610, EN ISO 22612, EN 14126, ISO 16604

**Qualitätszertifikat /
Quality Certificates** EN ISO 13485:2016

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.