

BeeSana® PP-Schutzmantel 35 g

Schutzmantel für Personal und Besucher /
Protective gown for staff and visitors




Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Gewicht / Weight	Farbe / color	Verpackung / Packaging	PZN
3700	Ca. 140 x 140 cm	35 g/m ²	Grün / green	10 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 10 pcs. per package; 10 packages per carton	09747462

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Schutzmantel, flüssigkeitsabweisend, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / Protective gown, liquid-repellent, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Polypropylen-Vliesstoff / Polypropylene-nonwoven
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745	
Code nach UMDNS / UMDNS Code	11-897 Kittel / 11-897 Gowns	
Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016	

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.