

## BeeSana® Saugkissen

Vorlage für Inkontinenz- und Krankenpflege /  
absorbent pad for incintinence and nursing care



### Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Klebestreifen / Adhesive strip	Verpackung / Packaging	PZN
2022	Ca. 12 x 38 cm	Ja / yes	50 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton / 50 pcs per package.; 8 packages per carton	02214142
2024	Ca. 18 x 40 cm	Nein / no	60 Stück pro Packung; 3 Packung pro Karton / 60 pcs per package.; 3 packages per carton	02214165

### Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Bei Inkontinenz / Schmierstuhl für Katheterträger, bettlägerige und mobile Personen. Als universell einsetzbares Saugkissen in der Krankenpflege. unsteril, nur für den Einmalgebrauch / For incontinence / lubricating chair for catheter carriers, bedridden and mobile persons. As a universally applicable absorbent pad in nursing care. non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Zellulose, Polypropylen, Polyethylen, superabsorbierende Polymere (SAP) / Cellulose, polypropylene, polyethylene, super absorbing polymers (SAP)
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

### Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745
Code nach UMDNS / UMDNS Code	16-498 Inkontinenzeinlage / 16-498 Incontinence pant liners
Normen / Standards	ISO 11948-1
Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).