

BeeSana® Saugkomresse

Unsere Saugkomresse für hohe Flüssigkeitsaufnahme /
Our absorbent dressing pad for high fluid absorption



Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Verpackung / Packaging	PZN
1227	Ca. 10 cm x 10 cm	25 Stück pro Packung; 16 Packung pro Karton / 25 pcs per package.; 16 packages per carton	01363816
1228	Ca. 20 cm x 10 cm	25 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton / 25 pcs per package.; 8 packages per carton	07607202
1224	Ca. 30 cm x 10 cm	25 Stück pro Packung; 15 Packung pro Karton / 25 pcs per package.; 15 packages per carton	12146619
1225	Ca. 20 cm x 15 cm	25 Stück pro Packung; 12 Packung pro Karton / 25 pcs per package.; 12 packages per carton	12146625
1231	Ca. 25 cm x 15 cm	25 Stück pro Packung; 7 Packung pro Karton / 25 pcs per package.; 7 packages per carton	00137727
1229	Ca. 20 cm x 20 cm	25 Stück pro Packung; 12 Packung pro Karton / 25 pcs per package.; 12 packages per carton	08696337
1244	Ca. 30 cm x 20 cm	25 Stück pro Packung; 5 Packung pro Karton / 25 pcs per package.; 5 packages per carton	12146631
1230	Ca. 40 cm x 20 cm	25 Stück pro Packung; 6 Packung pro Karton / 25 pcs per package.; 6 packages per carton	08442499

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Zur Wundversorgung von exsudierenden Wunden in medizinischen Bereichen, Saugkompressen sind auch zum Abpolstern von Wunden geeignet, nur für den Einmalgebrauch / For the wound care of exuding wounds in medical areas, absorbent dressings are also suitable for padding of wounds, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	saugfähiger Kern aus Zellulose, ummantelt mit Vliesstoff / absorbent core out of cellulose, covered in non-woven
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /
Category Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745



Code nach UMDNS / 11326 Verbandspolster /
UMDNS Code 11326 Dressing Pads

Qualitätszertifikat / EN ISO 13485:2016
Quality Certificates

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

BeeSana® Saugkomresse / BeeSana® absorbent pad

Unsere sterile Saugkomresse für hohe Flüssigkeitsaufnahme /
Our sterile absorbent pad for superior fluid absorption



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Verpackung / Packaging	PZN
1354	Ca. 10 x 10 cm	60 x 1 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton / 60 x 1 pcs per package.; 10 packages per carton	08416059
1355	Ca. 10 x 20 cm	30 x 1 Stück pro Packung; 12 Packungen pro Karton / 30 x 1 pcs per package.; 12 packages per carton	06193514
1388	Ca. 15 x 25 cm	30 x 1 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton / 30 x 1 pcs per package.; 8 packages per carton	12146602
1356	Ca. 20 x 20 cm	30 x 1 Stück pro Packung; 6 Packungen pro Karton / 30 x 1 pcs per package.; 6 packages per carton	08416042
1357	Ca. 20 x 40 cm	25 x 1 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton / 25 x 1 pcs per package.; 4 packages per carton	07737904

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung / Product description Zur Wundversorgung von sezernierenden Wunden in medizinischen Bereichen. Saugkompressen eignen sich zudem zur Abpolsterung von Wunden, zu 1 Stück eingeseigelt, einfach steril, nur für den Einmalgebrauch / For wound care of exuding wounds in medical areas. Absorbent dressings are also suitable for padding wounds, single sterile, sealed to 1 piece, for single use only.

Inhaltsstoffe/ Ingredients Saugfähiger Kern: Zellulose-Zellstoff/ Absorbent core: cellulose pulp
Rückseitenschicht: Polyethylen-Schicht / Backsheet: Polyethylene layer
Innenseite: Vliesstoff / Interior side: non-woven

Haltbarkeit / Shelf life 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG/
Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.