

## BeeSana® Verbandmull

Unser Verbandmull für individuelle Wundauflagen /  
Our medical gauze for individual wound care



### Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Eigenschaften / Characteristics	Verpackung / Packaging	PZN
1301	Ca. 40 cm x 80 cm	20-fädig / 20 thrds 1-fach, 4-fach gelegt / 1 ply, 4 ply laid	5 Stück pro Packung; 2 Packung pro Karton / 5 pcs. per package; 2 packages per carton	04852674

### Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Zur individuellen Wundabdeckung, zur äußeren Wundversorgung von exsudierenden und/oder kontaminierten Wunden, zur Blut- und Exsudataufnahme, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / For individual wound covering applications, for the external wound care of exuding and/or contaminated wound, for blood and exudate absorption, non steril, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	100 % Baumwolle / 100 % cotton nicht absichtlich mit Naturkautschuklatex, PVC und DEHP hergestellt / not intentionally made with natural rubber latex, PVC and DEHP
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

---

**Regulatorische Information / regulatory information**

---

Kategorie /  
Category Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /  
Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745



Code nach UMDNS /  
UMDNS Code 10965 Gaze Mullkompressen /  
10965 gauze compresses

Normen /  
Standards EN 14079:2003

Qualitätszertifikat /  
Quality Certificates EN ISO 13485:2016

---

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

## BeeSana® Verbandmull / BeeSana® Medical gauze

Für individuelle Wundauflagen, steril / For individual wound covering, sterile



### Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Farbe / Color	PZN
4179	80 x 100 cm, 5-fach auf 16x20 cm gelegt / 80 x 100 cm, 5-ply folded to 16x20 cm	Weiß / white	13581004

### Allgemeine Informationen / General information

**Produktbeschreibung / Product description** BeeSana® Verbandmull zur Anfertigung individueller Verbände und Wundauflagen, 20-fädig, doppelt steril, nur für den Einmalgebrauch / BeeSana® Medical gauze for preparing individual bandages and wound coverings, 20 thread, double sterile, for single use only

**Anwendung / Application** Zur individuellen Wundabdeckung. Für die äußere Wundversorgung von exsudierenden und/oder kontaminierten Wunden. Zur Blut- und Exsudataufnahme. / For individual wound covering applications. For the external wound care of exuding and/or contaminated wounds. For blood and exudate absorption.

**Inhaltsstoffe / Ingredients** 100 % Baumwolle / 100 % cotton gauze

Frei von: Latex, PVC, DEHP  
Free of: latex, PVC, DEHP

**Haltbarkeit / Shelf life** 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight



**Verpackung / Packaging** 8 x 3 Stück pro Packung; 2 Packungen pro Karton, / 8 x 3 pcs per package; 2 packages per carton;

### Regulatorische Informationen / regulatory information

**Kategorie / Category** Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG / Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC

**Hinweis / Note** Nur geschlossene und unbeschädigte Verpackungen verwenden / Use sealed and undamaged packages only.



**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).