

Froggy™

Hygienehandschuh / hygiene glove



Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Farbe / Colour	PZN
1192S	Small	transparent	06177745
1192L	Large	transparent	06177751

Abmessungen / Dimensions (mm)	
Länge / length	S: 280 ± 10 mm; M: 30 ± 10 mm
Breite / width	S: 250 ± 10 mm; M: 265 ± 10 mm

Gewicht / Weight
S: 1,0 ± 0,2 g; M: 1,2 ± 0,2 g

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description Froggy, Hygienehandschuh, gehämmert, pudrerfrei, latexfrei, beidhändig passend, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / Froggy, polyethylene glove, hammered, powder-free, latex-free, ambidextrous fit, non-sterile, for single use only

Anwendung / Application Geeignet für den Schutz der Hände gegen grobe äußere Verschmutzungen und für alle Bereiche, die hygienische Standards erfordern / Suitable for the protection of hands against gross external contamination and for all areas that require hygienic standards

Inhaltsstoffe / Ingredients LDPE (low density polyethylene)

Haltbarkeit / Shelf life 3 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 3 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

Verpackung / Packaging 100 Stück pro Packung; 100 Packungen pro Karton, 36 Karton pro Palette / 100 pcs per package; 100 packages per carton; 36 carton per palett

Maße Box / dimensions box: 18,5 x 15,5 x 1,3 mm

Maße Karton / dimenstions carton: 38,5 x 32,5 x 35 mm

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category Hygieneprodukt / Hygiene product

Hinweis / Note Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch / This product is for single use only

