

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision
2021-10

Gentle Skin® Aloecare™

Unser Latexhandschuh mit Aloe-Vera Beschichtung /
Our Latex glove with an Aloe Vera coating



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)	PZN
1231XS	Extra-Small	min. 240	< 80	05030230
1231S	Small	min. 240	80 ± 10	02244516
1231M	Medium	min. 240	95 ± 10	02244580
1231L	Large	min. 240	110 ± 10	02244597
1231XL	Extra-Large	min. 240	> 110	05030247

Wandstärke / Thickness (mm)	
Schaft / Cuff	0,10 ± 0,02
Handfläche / Palm	0,14 ± 0,02
Finger / Finger	0,17 ± 0,02

Reißkraft / Tensile strength	Lochfreiheit / Freedom from holes
Vor und nach Alterung ≥ 6 N / Before and after ageing ≥ 6 N	AQL 1,5

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Latexuntersuchungshandschuh, grün, puderfrei, unsteril, texturiert, mit Rollrand, beidhändig passend, nur für den Einmalgebrauch / Latex examination glove, green, powder-free, non-sterile, textured, beaded cuff, ambidextrous, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Naturkautschuklatex, Kaliumhydroxid, Ammoniaklösung, Schwefel, Zinkoxid, Zinkdibutylthiocarbamat, Zinkdiethylthiocarbamat, Titandioxid, Wingstay-L, Vultamol, Milchkaesin, Aloe-Vera-Lösung, Farbpigment (grün), Polymerbeschichtung / Natural rubber latex, potassium hydroxide, ammonia solution, sulphur, zinc oxide, zinc dibutyl dithiocarbamate, zinc diethyl dithiocarbamate, titanium dioxide, Wingstay-L, vultamol, lactic casein, Aloe vera solution, color pigment (green), polymer coating
Haltbarkeit / Shelf life	3 oder 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 3 or 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight
Verpackung / Packaging	100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton / 100 pcs. per package; 10 packages per carton

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / **Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /**
 Category **Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745**

Normen / **EN 455-1 / -2 / -3/ -4**
 Standards

Qualitätszertifikat / **EN ISO 13485:2016**
 Quality Certificates

Warnungen / **Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen**
 Cautions **einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann /**
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic as
well as anaphylactic reactions



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.