

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision
2021-10

Gentle Skin® Securitex OP

Das OP-Handschuhset aus Latex mit Indikatorfunktion /
The surgical glove set made from latex with indicator function



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)	PZN
90516	6	Min. 280	77 ± 5	11349970
905165	6,5	Min. 280	83 ± 5	003851224
90517	7	Min. 280	89 ± 5	038512230
905175	7,5	Min. 280	95 ± 5	03851247
90518	8	Min. 280	102 ± 6	03851253
905185	8,5	Min. 280	108 ± 6	03851276

Reißkraft / Tensile strength	Lochfreiheit / Freedom from holes
Vor und nach Alterung ≥ 9 N	AQL 0,65

Wandstärke Innerer Handschuh / Thickness Inner Gloves (mm)	
Handfläche / Palm	0,17 ± 0,02 mm
Finger / Finger	0,18 ± 0,02 mm
Schaft / Cuff	0,16 ± 0,02 mm

Wandstärke Äußerer Handschuh / Thickness Outer Gloves (mm)	
Handfläche / Palm	0,23 ± 0,02 mm
Finger / Finger	0,25 ± 0,02 mm
Schaft / Cuff	0,19 ± 0,02 mm

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung / Product description	OP-Handschuhset aus Latex mit Indikatorfunktion, grün und braun, pudersfrei, steril, mikrogeraut an den Fingern, Rollrand, links- und rechtshändig, anatomische Passform, paarweise verpackt, nur für den Einmalgebrauch / Set of surgical gloves made of latex with indicator function, green and brown, powder-free, sterile, micro-roughened on the fingers, beaded cuff, left- and right-handed, anatomical fit, packed in pairs, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Naturkautschuklatex, polymerbeschichtet / Zinkoxid, Titanium Dioxide, Antioxidans, Natural Rubber Latex, Polymer coated, Zinc Oxide, Titanium Dioxide, Antioxidant,
Haltbarkeit / Shelf life	50 Paar pro Packung; 4 Packungen pro Karton / 50 pairs. per package; 4 packages per carton

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Verpackung / 50 Paar pro Packung; 4 Packungen pro Karton /
 Packaging 50 pairs per package; 4 packages per carton

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Medizinprodukt Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG /
 Category Medical Device class IIa according to directive 93/42/EEC

Normen / EN 455-1 / -2 / -3/ -4
 Standards ISO 11137-2

Qualitätszertifikat / EN ISO 13485:2016
 Quality Certificates

Warnungen / Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen
 Cautions einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann /
 This product contains natural rubber latex, which may cause allergic as
 well as anaphylactic reactions



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.