

# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision  
2021-10

## Gentle Skin® classic x-long

Unser starker Untersuchungshandschuh aus Latex /  
Our strong latex examination glove



### Technische Information / technical information

| REF   | Größe / Size | Länge / Length (mm) | Breite / Width (mm) | PZN      |
|-------|--------------|---------------------|---------------------|----------|
| 1223S | Small        | min. 290            | 80 ± 10             | 11349906 |
| 1223M | Medium       | min. 290            | 95 ± 10             | 11349935 |
| 1223L | Large        | min. 290            | 110 ± 10            | 11349958 |

| Wandstärke / Thickness (mm) |             |
|-----------------------------|-------------|
| Schaft / Cuff               | 0,14 ± 0,03 |
| Handfläche / Palm           | 0,17 ± 0,03 |
| Finger / Finger             | 0,19 ± 0,03 |

| Reißkraft / Tensile strength                                   | Lochfreiheit / Freedom from holes |
|--|-----------------------------------|
| Vor und nach Alterung ≥ 6 N /<br>Before and after ageing ≥ 6 N | AQL 1,5                           |

### Allgemeine Information / General information

**Produkt Beschreibung / Product description** Latexuntersuchungshandschuh, naturweiß, puderfrei, unsteril, texturiert, mit Rollrand, beidhändig passend, nur für den Einmalgebrauch /  
Latex examination glove, natural white, powder-free, non-sterile, textured, beaded cuff, ambidextrous, for single use only

**Inhaltsstoffe / Ingredients** Naturkautschuklatex, Kaliumhydroxid, Schwefel, Zinkdiethyldithiocarbamat, Titandioxid, Zinkoxid, Vultamol, Calciumcarbonat, Doppelchlorinierung /  
Natural rubber latex, potassium hydroxide, sulphur, zinc diethyl dithiocarbamate, titanium dioxide, zinc oxide, vultamol, Calcium carbonate, double chlorination  
Frei von: Mercaptobenzothiazole und Thiuramen /  
Free of: mercaptobenzothiazole and thiurams

**Haltbarkeit / Shelf life** 3 oder 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /  
3 or 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

**Verpackung / Packaging** 100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton /  
100 pcs. per package; 10 packages per carton



**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

---

**Regulatorische Information / regulatory information**


---

|   |  |   |
|---|--|---|
| Kategorie /<br>Category                       | Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /<br>Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745   |  |
|   | Persönliche Schutzausrüstung Klasse III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 /<br>Personal protective equipment class III according to Regulation (EU) 2016/425  |   |
| Normen /<br>Standards                         | EN 455-1 / -2 / -3/ -4<br>EN 374-1 / -2 / -4 / -5; EN 16523-1; EN 420:2003+A1:2009   |   |
| Qualitätszertifikat /<br>Quality Certificates | EN ISO 13485:2016  |   |
| Warnungen /<br>Cautions                       | Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen<br>einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann /<br>This product contains natural rubber latex, which may cause allergic as<br>well as anaphylactic reactions |  |

---

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).