

Holzmundspatel / Wooden tongue depressor

Unser Spatel für Untersuchungen und zum Auftragen von Salben /
Our spatula for examinations and for applying ointments



Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Material / Material	PZN
9802	150 x 18 mm	Holz / wood	00822334

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	Holzmundspatel, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / Wooden tongue depressor, non-sterile, for single use only
Anwendung / Application	Mundspatel zur Inspektion von Hals und Rachenraum, unsteril, zum Auftragen von Salben, splitterfrei, mit abgerundeten Kanten/ Mouth spatula for inspection of throat and pharynx, non-sterile, for application of ointments, splinter-free, with rounded edges
Inhaltsstoffe / Ingredients	Birkenholz / Birch Wood
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight
Verpackung / Packaging	100 Stück pro Packung; 20 Packungen pro Karton / 100 pcs per package; 20 packages per carton

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745
-------------------------	--

Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only
-------------------	---

