

Lagenkrankenunterlage / Layered underpads

Unterlage aus Zellstofflagen /
Cellulose layer pad



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Lagenzahl / colour	Verpackung / Packaging	PZN
104606M	Ca. 40 x 60 cm	6-lagig / 6 ply	200 Stück pro Packung; 1 Packung pro Karton / 200 pcs per package.; 1 package per carton	02426826
104608M	Ca. 40 x 60 cm	8-lagig / 8 ply	200 Stück pro Packung; 1 Packung pro Karton / 200 pcs per package.; 1 package per carton	00559612
104610M	Ca. 40 x 60 cm	10-lagig / 10 ply	200 Stück pro Packung; 1 Packung pro Karton / 200 pcs per package.; 1 package per carton	00559629
104612M	Ca. 40 x 60 cm	12-lagig / 12 ply	100 Stück pro Packung; 1 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 1 package per carton	06178087
104620M	Ca. 40 x 60 cm	20-lagig / 20 ply	100 Stück pro Packung; 1 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 1 package per carton	00559693
106606M	Ca. 60 x 60 cm	6-lagig / 6 ply	150 Stück pro Packung; 1 Packung pro Karton / 150 pcs per package.; 1 package per carton	00560213
106610M	Ca. 60 x 60 cm	10-lagig / 10 ply	100 Stück pro Packung; 1 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 1 package per carton	00560236
106906M	Ca. 60 x 90 cm	6-lagig / 6 ply	100 Stück pro Packung; 1 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 1 package per carton	00560259
106908M	Ca. 60 x 90 cm	8-lagig / 8 ply	100 Stück pro Packung; 1 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 1 package per carton	00560331
106910M	Ca. 60 x 90 cm	10-lagig / 10 ply	100 Stück pro Packung; 1 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 1 package per carton	00560609
106912M50	Ca. 60 x 90 cm	12-lagig / 12 ply	50 Stück pro Packung; 1 Packung pro Karton / 50 pcs per package.; 1 package per carton	00561046
106920M	Ca. 60 x 90 cm	20-lagig / 20 ply	50 Stück pro Packung; 1 Packung pro Karton / 50 pcs per package.; 1 package per carton	00561052

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung / Product description	Unterlage u.a. für den häuslichen Pflegebereich z.B. als Bettschutz, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / layered underpads among others for home care e.g. as a bed protector, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Saugkern: 100 % Recyclingfasern, Rückseite aus Polyethylen / Absorbent core: 100% recycled fibers, polyethylene back
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Hygieneprodukt / hygiene product
-------------------------	-------------------------------------

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.