

# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision  
2021-10

## Nitril LIOX®

Unser antimikrobieller Untersuchungshandschuh /  
Our antimicrobial examination glove



### Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)	Verpackung / Packaging	PZN
2284XS	Extra-Small	min. 240	< 80	200 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton / 200 pcs per package; 10 packages per carton	15377756
2284S	Small	min. 240	80 ± 10	200 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton / 200 pcs per package; 10 packages per carton	15377762
2284M	Medium	min. 240	95 ± 10	200 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton / 200 pcs per package; 10 packages per carton	15377779
2284L	Large	min. 240	110 ± 10	200 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton / 200 pcs per package; 10 packages per carton	15377785
2284XL	Extra-Large	min. 240	> 110	180 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton / 180 pcs per package; 10 packages per carton	15377816

Wandstärke / Thickness (mm)	
Schaft / Cuff	0,05 mm ± 0,01
Handfläche / Palm	0,06 mm ± 0,02
Finger / Finger	0,08 mm ± 0,03

Reißkraft / Tensile strength	Lochfreiheit / Freedom from holes
Vor und nach Alterung ≥ 6 N / Before and after ageing ≥ 6 N	AQL 1,5

### Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung / Product description	Nitriluntersuchungshandschuh, blauviolett, puderfrei, latexfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig passend, nur für den Einmalgebrauch / Nitrile examination glove, violet blue, powderfree, latexfree, non-sterile, textured, beaded cuff, ambidextrous, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Nitrilbutadienkautschuk, Titandioxid, Zinkoxid, Schwefel, Zn-Diothiocarbamat, Calciumnitrat, Paraffin Wachs, Farbpigment / NBR nitrile butadiene rubber, titanium dioxide, zinc oxide, sulfur, Zn dithiocarbamate, calcium nitrate, paraffin wax, color pigment Frei von Thiuramen und Mercaptobenzothiazolen / Free of thiuramen and mercaptobenzothiazolen
Haltbarkeit / Shelf life	3 oder 5 Jahre (kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 3 or 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

---

**Regulatorische Information / regulatory information**

---

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745
	Persönliche Schutzausrüstung Klasse III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 / Personal protective equipment class III according to Regulation (EU) 2016/425
Normen / Standards	EN 455-1 / -2 / -3/ -4 EN 374-1/ -2/ -4/ -5; EN 16523-1
Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016

---

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).