

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status:
2019-08

Schutzlaken

Einmalprodukt als Sitz- und Liegefläche /
Disposable product as a surface for sitting
or lying patients



Varianten / variants

REF	Größe / Sizes	Seitliche Sperrkanten / lateral blocking edges	Stück pro Packung / pieces per pack	PZN
1988	80 X 175 cm	Ja / yes	100	04353787
1992	80 X 200 cm	Ja / yes	100	04353793
1995	80 X 210 cm	Ja / yes	100	04353810

Allgemeine Informationen / General information

Materialzusammensetzung / Material composition

Schutzlaken 2-lagig, 1 Lage 100% Zellstoff 30 g/m², 1
Lage PE-Folie (blau) 14µm / Protective sheets 2-ply, 1 ply
100% cellulose 30g/m², 1 ply PE-foil (blue) 14µm

Anwendungshinweise / Application notes

Schutzlaken für den Einmalgebrauch zur Abdeckung von
Tragen, Untersuchungs- und Transportliegen,
Arbeitstischen und Matratzen. / Disposable protective
sheet to cover stretchers, examination and gurneys,
work tables and mattresses.

Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken
lagern. / 5 years if stored properly: store in a cool and
dry place.

Allgemeine Hinweise/ General remarks



Code nach UMDNS / UMDNS code

Überzug 15-571 / coating 15-571

Qualitätszertifikate / Quality certificates

EN ISO 13485:2016; 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt
der Klasse I gem. Anhang IX (Regel 1 + Regel 4) / Medical
product of class I acc. to appendix IX (rule 1 + rule 4)

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.