

Schwesternstethoskop / Nurse's stethoscope

Schwesternstethoskop zur Auskultation bei Erwachsenen und Kindern / Nurse's stethoscope for auscultation in adults and children



Varianten / variants

REF	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
9805	1 Stück	100 Stück	11857459

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / product description

Akustisches Flachkopfstethoskop, mechanisch, bestehend aus Ohrbügeln mit Ohroliven, Schlauch und Bruststück. Schlauchlänge: ca. 60 cm, latexfrei. / Acoustic flat head stethoscope, mechanical, consisting of ear hooks with ear tips, tube and chest piece. Tube length: approx. 60 cm, latex-free.

Anwendungshinweise / Application notes

Die Anwendung der Stethoskope darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Das Stethoskop ist je nach Untersuchung auf die gewünschte Körperregion aufzulegen und unter geringem Druck zu verwenden. / The use of stethoscopes may only be carried out by authorized specialist personnel. Depending on the examination, the stethoscope should be placed on the desired body region and used under low pressure..

Qualitätszertifikate / Quality certificates

- EN ISO 13485:2016
- 93/42/EWG /EEC: Medizinprodukt der Klasse I Regel 1 / Medical product of class I rule 1

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.