

## Superform® Air

Anatomisch geformte Inkontinenzvorlage mit Doppelkissen /  
Anatomically formed incontinence pad with double cushion



### Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Farbe / colour	Maße / Dimension	Saugleistung / Absorption	Verpackung / Packaging	PZN
20481	Plus	Weiß/blau / white/blue	Ca. 63 x 30 cm	Ca. 1250 ml	30 Stück pro Packung; 5 Packung pro Karton / 30 pcs per package.; 5 packages per carton	08801840
20491	Extra	Weiß/gelb / white/yellow	Ca. 70 x 37 cm	Ca. 1400 ml	20 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 20 pcs per package.; 4 packages per carton	08801857
20501	Super	Weiß/grün / white/green	Ca. 70 x 37 cm	Ca. 1800 ml	20 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 20 pcs per package.; 4 packages per carton	08801863
20511	Maxi	Weiß/violett / white/violett	Ca. 70 x 37 cm	Ca. 2200 ml	20 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 20 pcs per package.; 4 packages per carton	08834851

### Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Inkontinenzeinlage anatomisch geformt, hydrophobe Seitenbündchen als Auslaufbarriere sowie ein Nässeindikator zur Anzeige des Wechselzeitpunkts, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / Incontinence pad anatomically shaped, hydrophobic side cuffs as leakage barrier as well as a wetness indicator to show when to change, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Zellulose, Natriumpolyacrylat, Polypropylen, Polyethylen, Schmelzkleber / Cellulose, sodium polyacrylate, polypropylene, polyethylene, hot melt adhesive
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

### Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745
Code nach UMDNS / UMDNS Code	16-498 Inkontinenzeinlage / 16-498 Incontinence pant liners
Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).