

Superslip® Air Comfort

anatomisch geformter Inkontinenzslip mit flexiblen Bündchen /
anatomically shaped incontinence briefs with flexible leg holes



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Farbe / colour	Hüftumfang / Hip measurement	Saugleistung / absorbing capacity	Verpackung / Packaging	PZN
2437	Medium	Weiß / blau White / blue	Ca. 80 – 115 cm	Ca. 1750 ml	15 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton / 15 pc per package.; 8 packages per carton	04917043
2438	Large	Weiß / grün White / green	Ca. 100 – 150 cm	Ca. 2000 ml	15 Stück pro Packung; 6 Packung pro Karton / 15 pc per package.; 6 packages per carton	10061913

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Bei schwerer Harn- sowie Stuhlinkontinenz und hochgradig pflegebedürftigen Personen mit begrenzter Mobilität, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / For severe urinary and fecal incontinence and persons in need of high level of care with limited mobility, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Natriumpolyacrylat, Zellulose, Polypropylen, Schmelzkleber, Polyethylen / Sodium polyacrylate, cellulose, polypropylene, hot melt adhesive, polyethylene
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745
Code nach UMDNS / UMDNS Code	12-111 Inkontinenz-Hosenwindel / 12-111 Incontinence pants
Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.