

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision
2021-10

Vinyl BlueGen

Unser Einmaluntersuchungshandschuh aus Vinyl /
Our disposable vinyl examination glove



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)
1255XS	Extra-Small	min. 240	< 80
1255S	Small	min. 240	80 ± 10
1255M	Medium	min. 240	95 ± 10
1255L	Large	min. 240	110 ± 10
1255XL	Extra-Large	min. 240	> 110

Wandstärke / Thickness (mm)	
Handfläche / Palm	0,08 ± 0,02
Finger / Finger	0,07 ± 0,02

Reißkraft / Tensile strength	Lochfreiheit / Freedom from holes
Vor und nach Alterung ≥ 3,6 N / Before and after ageing ≥ 3,6 N	AQL 1,5

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung / Product description	Vinyluntersuchungshandschuh, puderefrei, latexfrei, unsteril, Rollrand, beidhändig passend, nur für den Einmalgebrauch / Vinyl examination glove, powderfree, latexfree, non-sterile, beaded cuff, ambidextrous, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Polyvinylchlorid, Diisononylphthalat, D80, Ca-Zn-Stabilisator / Polyvinylchloride, diisononyl phthalate, D80, Ca-Zn stabiliser Frei von: Thiuramen / Free of: thiurams
Haltbarkeit / Shelf life	3 oder 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 3 or 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight
Verpackung / Packaging	100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton / 100 pcs. per package; 10 packages per carton

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie /
Category Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /
Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745



Normen /
Standards EN 455-1 / -2 / -3/ -4

Qualitätszertifikat /
Quality Certificates EN ISO 13485:2016

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.